

Puter for barn

Hos barn ser man veldig tydelig hvordan kroppen former seg for å få stabilitet mot underlaget. For barn er det enda viktigere enn for voksne å bli stabilisert og posisjonert riktig. Riktig posisjonering kan være med å forebygge feilstillinger. Ved posisjonering er det viktig at bekkenet og skuldrene er i samme plan, og at C-skoliosen som kan oppstå ved sideleie blir mest mulig redusert.



Bildene viser Thomas som har fått store feilstillinger. I ryggeleie har vi brukt en senso pølle (LY46.500) for å stabilisere overkroppen og trekke skuldrene fremover, og for å stimulere kroppsoppfatningen. Til å posisjonere og stabilisere bekkenet og benene hans har vi brukt ett par Rhombo-med posisjoneringsputer (LY40.218 og LY40.2059). Hælene blir frilagt fra underlaget, og kroppen hans ligger relativt symmetrisk.






















Katarina er en livlig, ung dame som har litt vanskelig for å finne en stabil liggstilling. Bildet viser Katarina i sideleie med en ryggpute med klaff (LY43.934) og en Multipute (LY43.077). Ryggputen kan ikke skli unna, og Multiputen sørger for symmetrisk posisjonering av bekkenet og benene.








Innhold

Riktig posisjoneringspute for alle pleiesituasjoner. Oversikt over posisjonerende puter fordelt per kroppsdel

Kroppsdel		Anbefalt produkt	Side
Hode		Hodeputer	13
		Nakkering universal	13
		Nakkering cervical	13
		Hodering	12
Øre		Nakkering universal	13
		Posisjoneringsring	12
Nakke		Hodepute	13
		Nakkepute	13
		Nakkering universal	12
		Oval pølle	12
		Halvpølle	10
Rhombi	9		
Skulder		Posisjoneringspute 25x80cm	11
		Nakkepute	13
		Nakkering universal	12
		Oval pølle	12
		Halv pølle	10
Rhombi	9		
Arm		Stabiliserende pølle 100cm	10
		Posisjoneringspute 45-90cm	11
		Multipute	9
		Underarmsmansjett	16
		Kilepute	16
Hånd		Universalpute 23x40cm	11
		Halvpølle	10
		Rhombi	9
Lunge		Benpute hjerteavlastning	16
		Rhombi	9
		Lungeputesett	19
Ryggrad		Leggpute	15
		Nakkekrave	13
Kropp		Pute universal 25x80cm	11
		Madrasser	13
		Pølle	10
		Senso pølle	9

Kroppsdel		Anbefalt produkt	Side
Overkropp		Pølle 220cm	10
		Ryggpute med klaff	10
		Pute universal	11
Hofte		Nakkering universal	12
		Posisjoneringsring	12
		Oval pølle	12
		Kilepute	10
		Posisjoneringspute	11
		Multipute	9
Haleben		Nakkering universal	12
		Sittering	14
		Komfortpute	14
		Pølle 220cm	10
Sitteknutene		Nakkering universal	12
		Komfortpute	14
		Sittering	14
		Pølle 100cm	10
		Halvpølle	10
Seteregionen		Sittering	14
		Komfortpute	14
		Universal pute 45x90cm	11
		Sete- og rullestolputer	26
Lår		Posisjoneringspute 45x90cm	11
		Posisjoneringspute med klaff	10
Kne		Oval pølle	13
		Rund pølle	15
		Multipute	9
Ankel		Posisjoneringsring	12
		Multipute	9
		Leggmansjett	15
		Rhombi	9
Fot		Universalpute 25x80cm	11
		Multipute	9
		Leggmansjett	15
		Rhombi	9
Ben		Pølle stabiliserende 220cm	10
		Posisjoneringspute med klaff	10
		Multipute	9
		Pute ben hjerteavlastning	16
		Senso pølle	9
		Leggpute stor	15



Posisjonerende puter

Avlastning for kroppen

Posisjonierende puter

Multifunksjonelle posisjonierende puter



Rhombomed® Multipute (pute med flere kammer)

- Multifunksjonell
- Drenasjeleie
- Til diverse liggestillinger og stabilitetsleie
- Bobath liggestillinger

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinestrek
75 x 75	LY43.077	144987	LY51.077	LY59.077
63 x 75	LY43.036		LY51.036	LY59.036

Multiputen kan på grunn av sin oppdeling og form brukes på svært mange måter. For eksempel for å støtte arm eller ben (arm eller benrampe), som pølle, eller for å stabilisere ryggen i sittende eller liggende stilling.

Eksempler på bruksområder: Venøse sykdommer, ødemer, forebygging av trykksår (hælavlastning).



Rhombomed® Rhombi

- Sansestimulering
- Ideell pute for mikroposisjonering
- Økt fornemmelse av kroppen og kroppens grenser
- Utfyllende stabilisering av kroppsdel

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinestrek
15 x 30	LY46.900		LY51.901	LY59.901

Mikroposisjonering: Å gi minimale endringer i kroppens posisjon, stimulere oppfatningen av kroppens plasseringen i rommet og kroppens grenser. Minimale endringer i posisjonen endrer også trykkplasseringen mot underlaget, og hjelper til å minske liggetiden. Mikroposisjonering er også å støtte kroppsdel for å kreere mer stabilitet, endringene etterligner kroppens egne mikrobevegelser i forbindelse med trykkfordeling.

Eksempler på bruksområder: Posisjonering og stabilisering, mikroposisjonering, sansestimulering, trykksårprofilakse



Rhombomed® Senso pølle

- Mange anvendelsesområder
- Sansestimulering
- Økt fornemmelse av kroppen og kroppens grenser
- Stimulert kroppoppfatning
- Stabiliserende og støttende ved posisjonering
- Trykkfordelende som sårprofilakse

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinestrek
Ø 12 x 140	LY46.500		LY51.501	LY59.501
Ø 12 x 250	LY46.600		LY51.601	LY59.601

Senso pøllen brukes fortrinnsvis som sansestimulering. Ved å drapere pøllen langs og delvis under kroppen stimulerer Rhombomed Senso pøllen sansene og kroppoppfattelsen. Pøllen stabiliserer kroppen i liggende stilling, og gir dermed forbedret søvn.

Eksempler på bruksområder: Sansestimulering, mikroposisjonering, stabilisering, trykksårprofilakse.



Posisjonierende puter

Posisjonierende puter for bedre pleie



Rhombomed® rygpute med klaff

- Sikker og stabil posisjonering
- Stillingsendringer (eller posisjonering) ved forebygging av trykksår hos urolige pasienter



Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinestrek
60 x 80	LY41.934			
90 x 65	LY41.937			
50 x 40	LY41.930			

Rhombomed rygpute med klaff er fylt med polypropylen kuler og Rhombomed-fill skumbiter. Med pasienten i sideleie blir klaffen lagt under overkroppen, pasienten legges i 30° sideleie og pga pasientens kroppsvekt ligger puten stabilt og sikkert på plass til neste vending. Stabiliserer og støtter i 30° stilling.



Rhombomed® pølle

- Mangfoldige bruksmuligheter som posisjoneringshjelp
- Sansestimulering
- For stabiliserende posisjonering
- Økt fornemmelse av kroppen og kroppens grenser
- Økt mulighet for egenbevegelser
- Ammepute

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinestrek
Ø 20 x 100	LY46.100		LY51.101	LY59.101
Ø 20 x 220	LY46.200	045600	LY51.201	LY59.201

Stillingsendringer for dekubitusprofylakse, befordring av kroppsoppfatningen, kontrakturprofylakse.

Pøllen kan brukes til flerfoldige posisjoneringer i liggende og sittende. For å stabilisere et trykkfordelende 30° sideleie, rygg eller mave, for å stabilisere et vanlig sideleie eller ryngleie, for stabilisering i halvt sittende stilling i seng, stol eller rullestol. Pøllen gir en god trykkfordelende effekt i de fleste posisjoner. Kan også brukes til å frilegge kroppsdeler fra underlaget. Ideell til mikroposisjonering. Pøllens kontaktflate stimulerer sansene, gir økt fornemmelse av kroppen og kroppens grenser. For noen brukere kan man med fordel bruke den slankere Senso pøllen, da den gir litt mindre sanseinformasjon tilbake til kroppen. Rhombomed pøllens tykkelse kan gi pasienten et stabilt utgangspunkt for egenbevegelser.



Posisjonering ad modum Klein

- Mikroposisjonering
- Økt fornemmelse av kroppen og kroppens grenser
- Økt mulighet for egenbevegelser



	Størrelse i cm	Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinestrek
Halv pølle	25 x 9 x 4,5	LY46.300	LY51.301	LY59.301
Kilepute	25 x 20 x 10	LY46.400	LY51.401	LY59.401

Posisjonering ad modum Klein er basert på kinestetisk posisjonering. Denne form for posisjonering er basert på erkjennelsen av en pasients behov for mobilitet og egenbevegelser, og å hjelpe og stimulere pasienten til dette.



Posisjonerende puter

Basisprodukter for bedre pleie



Rhombo-fill® Universalpute

- Mange bruksområder
- Komfort og avlastning
- Endring av stilling

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinensstrekk
23 x 40	LY32.804		LY51.004	LY59.004
25 x 80	LY32.805		LY51.105	LY59.105
40 x 60	LY32.818		LY51.018	LY59.018
45 x 80	LY32.823		LY51.023	LY59.023



Pute fylt med Rhombo-fill skumbiter, optimal volumiøs for trykkfordeling, frilegging eller komfortabel posisjonering.



Rhombo-med® posisjoneringspute

- Mange bruksområder
- Stabil posisjonering
- Mulig som oppbyggingsspute

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinensstrekk
20 x 30	LY40.202		LY51.002	LY59.002
25 x 80	LY40.205	113688	LY51.005	LY59.005
30 x 40	LY40.206		LY51.006	LY59.006
40 x 60	LY40.218		LY51.118	LY59.118
40 x 80	LY40.219		LY51.018	LY59.019
45 x 90	LY40.275		LY51.075	LY59.075
50 x 70	LY40.226		LY51.026	LY59.026



Pute fylt med Rhombo-fill skumbiter, optimal volumiøs for trykkfordeling, frilegging eller komfortabel posisjonering.



Rhombo-med® posisjoneringspute ekstra lang

- Stabiliserende posisjonering
- Ekstra lang pute til posisjonering av hele benet
- Stimulert kroppspatning

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinensstrekk
55 x 90	LY42.876	065723	LY51.076	LY59.076



Pute fylt med Rhombo-fill skumbiter, optimal volumiøs for trykkfordeling, frilegging eller komfortabel posisjonering.

Posisjonerende puter

Basisprodukter for profesjonell posisjonering



Rhomboskumbiter® oval pølle

- For komfortabel trykkfordeling og frilegging

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinensstrekk
Ø 14 x 22 x 55	LY32.781	113701	LY51.081	LY59.081

Rhomboskumbiter oval pølle er fylt med Rhomboskumbiter skumbiter. Pøllen kan brukes til frilegging eller som myk og komfortabel støtte av forskjellige kroppsdeler. Pøllen kan også brukes som støttepute ved kontrakturprofylakse.



Rhomboskumbiter® posisjoneringsring

- For lokal komfort og frilegging

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinensstrekk
Ø 20	LY32.484		LY51.084	LY59.084

Posisjoneringsringen i Rhomboskumbiter skumbiter er særdeles egnet til lokal frilegging av utsatte kroppsdeler som hæl, ankel, albue, kne, hånd og øre. Liggende i sideleie kan den også brukes mellom knærne og som trykkfordeling ved skuldrene.



Rhomboskumbiter® universal krave

- Som støtte for forskjellige kroppsdeler
- Komfort og frilegging

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinensstrekk
Ø 40	LY32.586		LY51.086	LY59.086



Universalkraven har mange bruksområder. Den kan brukes i liggende posisjon som støttekrave rundt nakken. Den kan brukes i sideleie for å frilegge ører, og i noen tilfeller under setet for bedring av sittekomfort.



Posisjonerende puter

Basisprodukter for profesjonell posisjonering



Rhombofill® hodepute

- 6-kammer system gir ideell støtte i side- og ryggleie
- Nakkemuskulaturen slapper av
- Støtter halshvirvlene
- Langvarig virkning



Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinestrek
40 x 80	LY21.323		LY51.123	LY59.123

Rhombofill hodepute er inndelt i 6 kamre, dette gir en ideell støtte til hode og nakke i rygg- og sideleie. På grunn av Rhombofill skumbitene er det god utlufting og fuktfordeling i puten. Passer bra for den som har stiv nakke, hodepine osv.



Rhombomed® nakkekrave

- For stabil hvilestilling
- For avlastning



Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinestrek
Ø 50	LY41.387		LY51.387	LY59.387

Nakkekraven med Rhombomed fylt med polsterkuler og Rhombofill skumbiter gir mulighet for stabil, langvarig hvile av hode og nakke i rygg-, sideleie og sittende stilling.



Rhombomed® hodekrave

- For sikker og stabil posisjonering av hodet
- Kravens størrelse er justerbar med borrelås
- Leveres med bomullstrekk som standard



Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinestrek
Ø 36	LY43.685		LY51.085	LY59.085

Hodekraven er fylt med polsterkuler og Rhombofill skumbiter. Kravens størrelse kan tilpasses pasienten ved bruk av borrelås. Gir ryggliggende pasient meget stabil og komfortabel hodestilling. Kraven leveres som standard med bomullstrekk.

Posisjonierende puter

Basisprodukter for profesjonell posisjonering



Rhombο-fill® komfortpute

- Komfortabel posisjonierende og målrettet avlastning
- Anvendelig i sittende og liggende stillinger

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inkontinens-trekk
60 x 75	LY33.132		LY51.032	LY59.032



Komfortputen er utviklet med tanke på komfort i sittende stilling. Sporet i midten er for å avlaste utsatte områder i liggende og sittende stilling. Den er også godt egnet som ryggpute i sittende stilling for å beskytte ryggraden mot trykkbelastning.

Eksempler på bruksområder: Smerter i seteregionen, trykksårforebyggende i seteregionen, spesifikk trykk- eller smerteavlastning på andre området i liggende eller sittende stilling.



Rhombο-fill® sitering

- Komfort og avlastning
- Frilegging i seteregionen

Brukervekt	Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inkontinens-trekk
> 60 kg	Ø 50/12	LY31.188		LY51.188	LY59.188
< 60 kg	Ø 50/12	LY.31.088		LY51.088	LY59.088



Sitteringen gir lokal frilegging i seteområdet. Den leveres for to vektclasser, avhengig av brukervekt. Modellen for brukervekt opp til 60 kg er uten bunnforsterkning, modellen for brukervekt over 60 kg har bunnforsterkning.

Posisjonerende puter

Basisprodukter for profesjonell posisjonering



Veneputen støtter og posisjonerer plassering av bena ved venøse problemstillinger. Kan også brukes til avlastning av korsryggen. Materialet former seg helt etter brukerens leggform og gjør den venøse blod-sirkulasjonen bedre.

Eksempler på bruksområder: Venøse problemstillinger, lumbale problemstillinger, ødemer i ben, trombose, leggmuskelkramper, varicer, trette ben og hovne ankler.

Rhombo-med® leggpute stor

- For optimal og individuell høy plassering av ben
- Former seg fullstendig etter leggen
- Avlaster korsryggen
- Forbedrer venøs blodsirkulasjon

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inkontinen-strekk
69 x 63 x 20	LY44.140		LY51.040	LY59.040



Den runde pøllen brukes til stabilisering og posisjonering av enkelte kroppsdeler, spesielt velegnet under knærne.

Eksempler på bruksområder: Magesmerter, avspenning i mageregionen, avlastning av korsryggen i ryggleie.

Rhombo-med® pølle rund

- Til stabilisering og posisjonering av enkelte kroppsdeler

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inkontinen-strekk
Ø 18 x 55	LY42.983		LY51.183	LY59.183



Leggmansjettet i Rhombo-med polyuretankuler og Rhombo-fill skumbiter frilegger hælen. Mansjettten festes rundt leggen og hindrer pasienter med kraftige benbevegelser i å få hælen ned i underlaget.

Eksempler på bruksområder: Frilegging av hælene som trykksårprofylakse for demente pasienter

Rhombo-med® leggmansjett

- Spesifikk frilegging av hælene
- Hindrer kraftige benbevegelser

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inkontinen-strekk
55 x 20 x 8	LY30.328	054894		



Posisjonerende puter

Basisprodukter for profesjonell posisjonering



Rhombomed® underarmsmansjett

- Høy plassering av underarmen

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inkontinen-strekk
40 x 16 x 13	LY40.612			



Underarmsmansjetten i Rhombomed polyuretankuler og Rhombomed-fill skumbiter posisjonerer armen på en sikker måte. Mansjetten festes rundt armen og reduserer pasientens mulighet til å legge armen flatt i sengen.

Eksempler på bruksområder: Ved infusjoner, ødemer, kontraktur forebygging.



Rhombomed® kilepute for arm

- Høy plassering av armen

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inkontinen-strekk
35 x 20 x 12	LY40.707		LY51.007	LY59.007
80 x 25 x 25	LY40.744		LY51.044	LY59.044



Kilepute for arm gir mulighet for skråstilling av underarmen, eller hele armen.



Rhombomed® pute for hjerteavlastning

- Ideell hvilestilling av ekstremiteten
- Hindrer at pasienten sklir ned ved sittende posisjon i sengen
- Avlaster hjertet
- Avspenning

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inkontinen-strekk
70 x 57	LY33.000			



Putesystemet består av 3 deler, de forskjellige elementene kan tas ut helt eller delvis for å variere putehøyden. Puten legges under bena og øker dermed sittekomforten. Enkel å tilpasse ulike benlengder.



Posisjoningssett

Posisjoningsputer sett

Forebyggende og behandlende



Posisjoningssettet er det optimale basis putesettet for pleieren. Med en enkelt pute, eller i kombinasjon med en eller flere puter i settet, kan man posisjonere pasienten i mange forebyggende eller behandlende posisjoner.

Eksempler på bruksområder: Trykksårforebyggende, venøse problemstillinger, kontrakturprofylakse, pallativ behandling, smertepasienter, osteoporose.

RHOMBO-MEDICAL® basis posisjoningspute sett

- Mange posisjoningsmuligheter som er forebyggende og behandlende

	Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inko trekk
Basis posisjoningspute sett		LY99.005		LY95.105	LY.95.905
Består av: Komfortpute	60 x 75	LY33.132		LY51.032	LY59.032
Universalpute	45 x 80	LY32.823		LY51.023	LY59.023
Multipute	75 x 75	LY43.077		LY51.077	LY59.077




RHOMBO-MEDICAL® putesett universal

- Komfortabelt posisjonierende
- Mange kombinasjonsmuligheter

	Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inko trekk
Universal putesett		LY99.002		LY95.102	LY.95.902
Består av: 6 stk Rhombo-fill universalputer	45 x 80	LY32.823		LY51.023	LY59.023



Dette posisjoningssettet består av 6 Rhombo-fill universalputer i størrelse 45x80cm. Putesettet kan brukes på forskjellige måter for å avlaste hele eller deler av kroppen



Posisjoneringsputer sett

Forebyggende og behandlende



Bobath posisjoneringssett består av 6 forskjellige puter som i ulike kombinasjoner kan brukes innen rehabilitering og pleie. Konsistensen på innholdet i putene gir god sensorisk stimulering av den affiserte siden og kan hjelpe til med å normalisere tonus.

Eksempler på bruksområder: Slag, hjerneblødninger, lammelser og andre sykdommer i det sentrale nervesystemet.

RHOMBO-MEDICAL® posisjonering Bobath putesett

- Posisjonering etter Bobath-konseptet
- Sensorisk stimulering
- Øker kroppsbevisstheten

	Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inko trekk
Basis posisjoneringssett		LY99.003		LY95.103	LY.95.903
Består av:					
Hodepute 6-delt		LY21.323		LY51.123	LY59.123
Posisjoneringspute	30 x 40	LY40.206		LY51.006	LY59.006
Posisjoneringspute	45 x 90	LY40.275		LY51.075	LY59.075
Posisjoneringspute ekstra lang	55 x 90	LY.42.876		LY51.076	LY.59.076
Ryggpute m/klaff	90 x 65	LY41.937			
Multipute	75 x 75	LY43.077		LY51.077	LY59.077



RHOMBO-MEDICAL AVT® lungeputesett

- Trykkfordelende og trykkavlastende
- Utallige kombinasjonsmuligheter
- Stimulerer kroppsoppfatningen



	Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inko trekk
AVT lungeputesett		LY99.004		LY95.104	LY.95.904
Består av:					
2 stk Rhombo-med posisjonerende puter	25 x 80	LY40.205		LY51.005	LY59.005

Putesettet består av 2 Rhombo-Med posisjonerende puter 25 x 80 cm som over kortere eller lengre tid legges i en A, V eller T-form under overkroppen. Målet er å få bedre ventilering av spesifikke deler av lungesystemet.

Eksempler på bruksområder: Forebygging av lungebetennelse, forbedret lungeventilering, sansestimulering.



Posisjoneringsputer sett

Forebyggende og behandlende



RHOMBO-MEDICAL® Kinestetikk posisjoneringssett 1

- Kinestetisk posisjonering
- Basal stimulering
- Mikroposisjonering

	Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inko trekk
Kinestetikk posisjoneringssett I		LY99.017		LY95.117	LY95.917
Består av:					
Pølle	20 x 220	LY46.200		LY51.201	LY59.201
2 stk halvpøller ad modum Klein	25x9x4,5	LY46.300		LY51.301	LY59.301



RHOMBO-MEDICAL® Kinestetikk posisjoneringssett 2

	Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inko trekk
Kinestetikk posisjoneringssett II		LY99.027		LY95.127	LY95.927
Består av:					
2 stk pøller	20 x 100	LY46.100		LY51.101	LY59.101
2 stk halvpøller ad modum Klein	25x9x4,5	LY46.300		LY51.301	LY59.301
2 stk kilepøller ad modum Klein	25x20x10	LY46.400		LY51.401	LY59.401

Kinestetikk posisjoneringssett I og II inneholder det ideelle utstyret for posisjonering etter konseptene for basal stimulering, kinestetikk og mikrostimulering. Stillingsendringer, terapeutisk posisjonering, sansestimulering og mye mer.



Posisjoneringsputer sett

Forebyggende og behandlende




Begge rullene blir modulert langs kroppen, for eksempel i ryngleie. Pasienten kjenner omrisset av kroppen sin og får dermed styrket ulike sider av sin sansemotorikk.

RHOMBO-MEDICAL® sensopølle sett

- Basal stimulering
- Stimulert kroppsopfatning
- Støttende og stabiliserende posisjonering

	Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inko trekk
Sensopølle sett		LY99.009		LY95.109	LY.95.909
Består av: 2 stk Sensopøller	12 x 250	LY46.600		LY51.601	LY59.601




RHOMBO-MEDICAL® pustestimulerende sett

- Stillingsendringer
- Terapeutisk posisjonering og mye mer



Mildt støttende og uttøyende av brystkassen. Putesettet består av to Rhombo-fill universalputer som støtter pustemuskulaturen ved KOLS, astma, kronisk bronkitt, trykksårforebyggende.

	Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inko trekk
Pustestimulerende sett		LY99.008		LY95.108	LY.95.908
Består av: 2 stk Rhombo-fill universalputer	25 x 80	LY32.805		LY51.105	LY59.105



Trekk til posisjonerende puter



Rhombo-Medical® bomullstrekk

Bomullstrekkene er glatte, smidige og formbare. Disse trekkene føles meget komfortable mot huden.

Materiale: 100% bomull
Farge: Beige
Kokvask (95°)



Rhombo-Medical® inkontinenstrekk

Inkontinenstrekkene er vann-, bakterie- og virustette. De er pustende, elastiske, desinfiserbare og vaskbare. Trekkene er i jersey materiale med polyuretanbelegg. Belegget er behagelig mot huden.

Materiale: PES med PU belegg
Farge: Kremhvit
Uten PCV
Kokvask (95°)



Trekk til sitteputer



Rhombo-Medical® trekk Trevira CS

Trekkene består av Trevira CS stoff. De er brannhemmende, slitesterke, enkle å vaske og tørker raskt etter vask.

- Materiale 100% Trevira CS
- Farge Sort
- Brannhemmende
- God fuktregulering
- Lang levetid
- Tørker raskt



Sitteputer

Sitteputer og ryggputer



Rhombosittetepute

- Ergonomisk sittestilling
- Enklere å reise seg opp
- Avlastning for hoftene
- Myk og komfortabel sittestilling
- Trykkfordelende

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Trevira CS	Inko trekk
42 x 44	LY33.820		LY53.020	LY.59.020

Ved hofteartrose (slitasje) er artroseputen en enkel og god hjelp i hverdagen. Den gir en leddavlastende sittestilling og gjør det lettere å reise seg. Sete og lår synker behagelig ned i puten og man kan derfor opprettholde en behagelig sittestilling i mange timer.



Rhombosittetepute

- Stimulerer ergonomisk sittestilling
- God fukt- og varmeregulering
- Myk og komfortabel sittestilling
- Trykkfordelende

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Trevira CS	Inko trekk
42 x 44	LY31.820		LY53.020	LY.59.020

Kileformet sittepute som stimulerer til å sitte rett, med bekkenet tiltet litt fremover. Dette gir mindre belastning på korsryggen.



Rhombosittetepute

- Gjør det lettere å reise seg opp
- Fast kjerne med myk overflate
- Myk og komfortabel sittestilling
- Stabiliserer og holder bevegelig
- Kan brukes i alle typer stoler

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Trevira CS	Inko trekk
43 x 43 x 8	LY34.622		LY53.022	LY.59.022

Seteforhøyningsputen gir meget god sittekomfort og god trykkfordeling takket være det oppdelte skummet, og putens inndeling i flere kamre.

Freebag



First Freebag

Forestill deg en pute som på grunn av sin formbarhet og stabilitet kan brukes som en setepute med ryggstøtte, som en ammepute, som en liten madrass, som hodepute, som støttepute, som kosepute, som stelleunderlag og mye mer. First Freebag puten er utstyrt med bærestropp og kan enkelt tas med, den er lett og har en slank og tiltalende design.

First Freebag kan brukes av redningstjenestene, i sykehus, sykehjem, i bilen, i båten, på flyet, på hytta, ute og inne, sommer som vinter. Den tåler vann og tørker fort.

First Freebag er har ett innertrekk fylt med polypropylen kuler som gjør puten lett formbar. Kulene blir ved belastning stabile, stabiliserende og trykkfordelende.

Vekt: 930 g

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.
L 100 x B 34 cm	100003-1	

Farge: Blå og beige

Vask:

Yttertrekk (Polyamid med PU coating), maskinvask 40 °C

Yttertrekk (bomull 100%): maskinvask 90°C

Innersekk med kuler: maskinvask 90°C



Freebag WORKS

Freebag Works er en liten rund pute som støtter hele underarmen ved bruk av tastatur og eller mus.

Overdelen av puten er fylt med polystyren kuler som former seg etter armen. Bunnen av puten er laget i et svært glatt materiale.

Beveger du armen sklir puten med, dermed blir den typiske belastningen ved mus og tastaturbruk – armen som hele tiden henger litt opp i luften – sterk redusert eller helt borte.

Freebag Works er en nyvinning som skiller seg klart fra andre produkter beregnet til samme bruk. Freebag Works bidrar til variasjon i arbeidsstilling, forebygger belastningsskader og stimulerer til mer allsidig muskelbruk ved kontorarbeid.



Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Farge
Ø 22 cm, H 3 cm	100230		Oransje
	100231		Lime

Farge overdel: kaki, underside: oransje eller grønn

Vask:

Yttertrekk: bomull og polyester, vaskes ved 40 °C

Freebag



Freebag@Support

NYHET!

- Unik støtte- og posisjoneringspute.
- Hjelpemiddel som gir støtte og avlastning i mange situasjoner.
- Fleksibel og kan tilpasses ulik bruk.
- Enkel i bruk
- Nytt norsk patent.




Freebag@Support er en fleksibel pute som gir optimal støtte og trykkfordeling. Freebag@Support passer for alle typer rehabilitering, rekonvalesens, hvile, forebygging, redningstjenestene, revmatisme og bekkenløsning. Freebag@Support kan brukes av forskjellige pasientgrupper med flere ulike behov. Freebag@Support anbefales for alle sykehusavdelinger og sykehjem.

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.
110 x 43	100240	

Farge: blå

Vask:

Yttertrekk: bomull og polyester; 60 °C



Telefon 815 69 469

www.etac.no

www.smarteprodukter.as

Etac AS
Postboks 249, 1501 Moss
Telefon 815 69 469 - Faks 69 27 09 11
E-post hovedkontor@etac.no - Internett www.etac.no
Netthandel www.smarteprodukter.as


Skaper muligheter